


ZILFOR  
PRECISION FURNITURE



Piano d'appoggio a scomparsa per strumenti, ausili e dispositivi medici. Grazie al movimento laterale, il piano d'appoggio può coprire fino a 1,45 m nella versione DM100 o fino a 1,95 m nella versione DM150 e può essere ruotato di 180° in diverse pratiche posizioni. Al fine di evitare chiusure accidentali durante l'utilizzo, il braccio si blocca a 90°.

Retractable service table top for instruments, equipment and medical devices. Thanks to the lateral movement, the service table can cover up to 1,45 m in the DM100 version or 1,95 m in the DM150 version, furthermore, it can be rotated 180° in different practical positions. In order to prevent accidental locking during use, the arm locks at 90°.

Tablette rétractable pour les instruments et autres dispositifs médicaux. Grâce à son mouvement latéral, la tablette peut coulisser sur 1,45 m dans la version DM100 et jusqu'à 1,95 m dans la version DM150. Très pratique : la tablette peut pivoter à 180° et afin d'éviter qu'elle ne rentre accidentellement sous le plan de travail pendant l'utilisation, le bras se bloque à 90°.

Versenkbare Servicetischplatte für Instrumente, Geräte und medizinische Apparate. Dank der seitlichen Bewegung kann die DM100 Version bis zu 1,45 m und die DM150 Version bis zu 1,95 m abdecken, außerdem kann sie um 180° in verschiedene praktische Positionen gedreht werden. Um ein versehentliches Verschließen während der Benutzung zu verhindern, ist der Arm bei 90° arretiert.

ZIL FOR S.R.L.

Via Fossa, 37 31051 FOLLINA (TV) - Italy  
T. 0438/970308 F. 0438/971853 M. info@zilfor.com  
zilfor.com

Caschi | Casana  
EDITION 07/24

ZILFOR  
PRECISION FURNITURE



DAMA  
RETRACTABLE SERVICE TABLE



# DAMA

## RETRACTABLE SERVICE TABLE

### COMPOSITION 1

DAMA 100 cm inserita in una composizione ALTEA 200 cm  
DAMA 100 cm inserted in a ALTEA 200 cm composition  
DAMA 100 cm inséré dans une composition ALTEA 200 cm  
DAMA 100 cm, eingefügt in eine ALTEA 200 cm-Komposition



ZILFOR  
PRECISION FURNITURE

Dettaglio del meccanismo di apertura e chiusura del piano.

Détail du mécanisme d'ouverture et fermeture de la tablette.

Detail of the service table top opening and closing mechanism.

Détail des oberen Öffnungs- und Schließmechanismus.



### COMPOSITION 2

DAMA 150 cm inserita in una composizione PRISM 250 cm  
DAMA 150 cm inserted in a PRISM 250 cm composition  
DAMA 150 cm inséré dans une composition PRISM 250 cm  
DAMA 150 cm, eingefügt in eine PRISM 250 cm-Komposition

